



IMAGO.S



Nous soignons votre image



Votre solution complète d'imagerie animale



COMPACT, PORTABLE, TRÈS LÉGER ET POURTANT EXTRÊMEMENT ROBUSTE

L'IMAGO.S est l'échographe idéal pour tous les diagnostics de gestation : porcin, bovin et petits ruminants.

Sa batterie interchangeable vous garantit des heures de travail continu et son port en bandoulière, une très grande liberté de mouvements.

Sa conception entièrement numérique (processeur + FPGA) rend possible les mises à jour de votre IMAGO.S (Hardware et Software) de manière à travailler avec un échographe toujours à la pointe du progrès.

SPÉCIFICATIONS

Poids : 1,8kg / Ecran : 6.5" / Clavier tactile / Batterie interchangeable
Grande autonomie / Interface utilisateur intuitive / Boitier magnésium
Vidéo composite / USB / DC output

MODE D'IMAGERIE

B, B+B / B+M mode / Zoom / Focus / Cineloop / Texte et anotation
Protocole / Mesure et table / Sauvegarde d'images et de clips / DICOM



Conçu avec les toutes dernières technologies, l'IMAGO.S peut être utilisé soit avec une sonde sectorielle standard (truiés), soit avec une sonde sectorielle rectale (vaches, brebis et chèvres).



Contactez nous

 www.imv-imaging.fr  france@imv-imaging.com  +33 (0)5 45 92 03 57

 facebook.com/IMVimagingFrance  [twitter/IMVimaging](https://twitter.com/IMVimaging)